

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для пользователя протеза

Z20

Обхватный кожух / косметическая оболочка

Обхватный кожух / косметическая оболочка протеза



W1

Влагостойкость

Перед использованием протеза внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её. **Подбор, установку и настройку изделия выполняет специалист по протезированию.**

Версия 2.0 · 09.2026 · bionika.tech/manual/Z20.pdf

КАРТОЧКА ИЗДЕЛИЯ · ИЗ КАТАЛОГА BIONIKA TECH 2026



z20

Обхватный кожух / косметическая оболочка



Влагостойкость

Обхватный кожух / косметическая оболочка. Мягкий, косметический или вспомогательный элемент протеза: используется для защиты, внешнего оформления, комфорта посадки либо крепления.

Материал
Соединения

z20

стр. 74

Изделие не является несущим элементом. Подгонку и установку кожных выполняет специалист по протезированию.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Обхватный кожный закрывает модули протеза, придаёт ему форму, близкую к сохранённой конечности, защищает модули от загрязнений и снижает износ одежды.

- Изделие предназначено для одного пациента. Совместимость с компонентами других производителей не проверялась.

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ. Кожух не должен ограничивать движение модулей. Если он мешает сгибанию колена или зажимается в шарнире, это меняет работу протеза и может привести к падению. Не подгоняйте кожный самостоятельно.



Осмотр на трещины
и задиры



Самостоятельно
не подрезать



Погружение
не допускается



При повреждении —
к специалисту

- Следите, чтобы кожный не попадал в зону шарниров.
- Берегите от открытого огня и нагревательных приборов.
- После падения, удара или иной чрезмерной нагрузки покажите протез специалисту, даже если повреждений не видно.
- О серьёзном инциденте с изделием сообщите специалисту, в ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» и в компетентный орган.

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВОДА

W1 — брызгозащищённое исполнение. Допускаются влажная среда и брызги пресной воды без погружения. Душ, бассейн, море и сауна не допускаются. После намокания вытрите изделие насухо и просушите при комнатной температуре.

- Температура эксплуатации от –10 до +45 °С; хранения и транспортировки от –20 до +60 °С, без ударов и вибраций.

4 ПОЛЬЗОВАНИЕ

Ситуация	Что делать
Одежда	Кожух снижает износ одежды; при задирах замените его у специалиста

5 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Протирайте влажной тканью с мягким мылом.
2. Сушите при комнатной температуре.
3. Не применяйте растворители.

Срок / событие	Объём проверки
Ежедневно	осмотр
Не реже 1 раза в год	проверка у специалиста
При повреждении	замена

6 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

- Срок службы — **3 года**; гарантийный срок — **6 месяцев** при соблюдении требований к подбору, установке и обслуживанию (Положение № 1003/1 от 10.03.2026).
- Кожух — изнашиваемое изделие: гарантия распространяется на производственные недостатки.
- Не утилизируйте изделие с бытовыми отходами; передайте его специализированной организации.

7 ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- ☐ кожух цел и не мешает движению;
- ☐ изделие чистое и сухое.

Заполняет специалист	
Исполнение / размер / настройки	_____
Серийный номер / дата выдачи	_____
Специалист / организация	_____

ООО «БИЗНЕС СИСТЕМА» · BIONIKA TECH
107014, г. Москва, Поперечный просек, д. 11, стр. 6
ОГРН 5147746191038 · ИНН 7710969515 · КПП 773401001
+7 (495) 067-34-77 · info@bionika.tech · bionika.tech



Актуальная версия